

SANGRE TOTAL
HEMATOLOGÍA

TUBO **LILA** CON ANTI-
COAGULANTE EDTA-K
INVERSIONES 8 A 10

HEMOGRAMA -VHS

TUBO **LILA**
+ TUBO **NEGRO**

RCTO DE PLAQUETAS

TUBO **LILA**

GRUPO ABO-RH

TUBO **LILA**

HEMATOCRITO

TUBO **LILA**

HEMOGLOBINA

TUBO **LILA**

SUERO Y/O PLASMA
QUÍMICA CLÍNICA

TUBO **AMARILLO** GEL
SEPARADOR
INVERSIONES 5 A 6

ÁCIDO ÚRICO

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

ALBÚMINA

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

BILIRRUBINA

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

CALCIO

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

CLEARANCE DE
CREATININA

TUBO **AMARILLO**

COLESTEROL
TOTAL

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

CREATININA

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

FOSFATAS
ALCALINAS

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

FÓSFORO

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

TUBO **GRIS** FLUORURO DE SODIO INVERSIONES 8 A 10

GLUCOSA

TUBO **GRIS**

PTGO

TUBO **GRIS**

GOT/AST

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

GPT/ALT

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

HDL
COLESTEROL

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

LDH
COLESTEROL

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

PROTEINAS
TOTALES

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

TRIGLICÉRIDOS

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

UREA

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

PERFIL
BIOQUÍMICO

TUBO **AMARILLO** + **GRIS**
OPCIONAL **ROJO**

PERFIL
HEPÁTICO

TUBO **AMARILLO**
+ **CELESTE**

PERFIL
LIPÍDICO

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

ELECTROLITOS
PLASMÁTICOS

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO VERDE**

HEMOGLOBINA
GLICOSILADA

TUBO **LILA**

PLASMA
COAGULACIÓN

TUBO **CELESTE** CON
CITRATO DE SODIO 3,2%
INVERSIONES 3 A 4

PROTROMBINA
(TP)

TUBO **CELESTE**

TROMBOPLASTINA
(TTPK)

TUBO **CELESTE**

TIEMPO DE
TROMBINA

TUBO **CELESTE**

HORMONAS

SUERO

CORTISOL

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

DHEAS

TUBO **ROJO**

ESTRADIOL

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

FSH

TUBO **AMARILLO**

HORMONA DE
CRECIMIENTO

TUBO **ROJO**

BHCG

TUBO **ROJO**

INSULINA BASAL

TUBO **AMARILLO**

C.INSULINA X2

TUBO **AMARILLO**

LH

TUBO **AMARILLO**

PARATHORMONA

TUBO **LILA**

PROGESTERONA

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

PROLACTINA

TUBO **AMARILLO**

SHBG

TUBO **AMARILLO**

T3

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

T4

TUBO **AMARILLO**

T4 LIBRE

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

TSH

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

TESTOSTERONA
TOTAL

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

TESTOSTERONA
LIBRE

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

INMUNOLÓGICOS

SUERO

ANTICUERPOS
ANTI ADN

TUBO **ROJO**

ANTICUERPOS
ANTINUCLEARES (ANA)

TUBO **ROJO**

ANTIGENO CA 19-9

TUBO **AMARILLO**

ANTIGENO CA 15-3

TUBO **AMARILLO**

ANTÍGENO
CARCINOEMBRIÓNARIO
(CEA)

TUBO **AMARILLO**

PROTEINA
C-REACTIVA

TUBO **AMARILLO**
OPCIONAL **ROJO**

FACTOR
REUMATOIDEO

TUBO **AMARILLO**

ANTÍGENO PROSTÁTICO
TOTAL (PSA)

TUBO **AMARILLO**

ANTÍGENO
CA-125

TUBO **AMARILLO**

ORDEN DE LLENADO PARA TUBOS PRIMARIOS

SISTEMA VACUTAINER → **ROJO** **AMARILLO** **CELESTE** **LILA** **GRIS** **VERDE** **NEGRO**

JERINGA → **CELESTE** **LILA** **GRIS** **VERDE** **NEGRO** **ROJO** **AMARILLO**

LIGAR POR SOBRE FOSA CUBITAL CON UN DIÁMETRO DE 3 O 4 DEDOS, MÍNIMO 1 MINUTO
MÁXIMO 3 MINUTOS

ROJO → SIN ADITIVO
AMARILLO → GEL SEPARADOR 4 A 6
INVERSIONES
CELESTE → CITRATO DE SODIO 3,2% 3 A 4
INVERSIONES
LILA → ANTICOAGULANTE EDTA-K 8 A 10
INVERSIONES

VERDE → HEPARINA DE LITIO 8 A 10
INVERSIONES
GRIS → FLUORURO DE SODIO 8 A 10
INVERSIONES
NEGRO → CITRATO DE SODIO 3,8 8 A 10
INVERSIONES